


ADRES2番地区CEの使い方

2015.5月 学術支援センター物質科学部門

コールド
エバポレーター(CE) ⇒ 内容物を使用消費するときは、液の状態でも、
ガスの状態でも、使用者が自由に取り出すこと
が出来るような構造。



CEからの汲み出し注意事項



CEからの汲み出し注意事項



CEからの汲み出し注意事項



CEからの汲み出し注意事項



特に注意



汲み出し前に確認！



特に注意!!



液体窒素使用申込書記入時の注意

日付を記入

液体窒素使用申込書・引渡済通知書

申込み・引渡年月日、年 月 日

部局、学部/学科、学科/室(係)

官職・氏名 ()

交付日、年 月 日、引渡日、年 月 日

引渡日、リットル、引渡料金、円

備考

くみ出した量を記入。
未記入の場合は一律100L (9000円相当)をいただきます

使用料金を支払う教職員の氏名を記入!

ADRES関係の機器メンテナンスに関して、どの機器に入れたか記入。
経費に関しては、こちらでは指定できないので、各部局の担当者に前もって伝えておくこと。

移動にエレベーターを利用
(充填デューワーを移動の際の注意)

必ずこの表示を
エレベーター前に
掲示すること。

